

Abt. HL.-Gbn/Ke.

Oberh.-Holten, den 16. Juni 1939

Herrn Prof. Martin
 " Dr. Hagemann
 " Dr. Roelen
 " Dr. Feist
 " Dr. Velde
 " Blochel

326

Betr.: Über die titrimetrische Bestimmung des Sulfations nach W.C. Schroeder.


Kurze Inhaltsangabe.

Das Verfahren beruht auf der Bildung des rot gefärbten Ba-Salzes von Tetrahydroxychinon, das erscheint, wenn in einer SO_4^{--} -haltigen Lösung alles SO_4^{--} durch BaCl_2 ausgefällt ist. In Abweichung von der Originalvorschrift wurde gefunden, daß die Befundergebnisse genauer ausfallen, wenn der Ba''-Überschuß zurücktitriert wird, anstatt der direkten Titration mit BaCl_2 -Lösung.

Die Methode gestattet mit befriedigender Genauigkeit kleine Sulfatmengen zu bestimmen.

Von den in den letzten Jahren entwickelten Methoden zur titrimetrischen Bestimmung des Sulfations erscheinen zwei Methoden von besonderem Interesse, da nach diesen Methoden eine direkte Titration des Sulfations möglich ist.

Das Verfahren von Schroeder (1,2,3,4,5) beruht auf der Bildung des rot gefärbten Ba-Salzes von Tetrahydroxychinon




= Cyclohexadien - (1,4)-tetrol-(1,2,4,5,-dion-(3,6)

bezw.

2,3,5,6-Tetra-benzochinon (1,4) (B.Z. VIII 534), welches erscheint, wenn in einer SO_4^{--} -haltigen Lösung alles SO_4^{--} durch BaCl_2 ausgefällt ist.

Nach einer zweiten Methode von L.v. Zambory (6,7) bzw. R. Strebinger und L.v. Zambory (8), A. Mutschin und R. Pallak (9), R.B. Roschal (10), M.G. Raeder (12), E. Øllgaard (14), M.N. Marusohkin (13) und J.C. Giblin (11) wird statt Tetrahydroxychinon das Na-Rhodizonat



bzw. $\begin{array}{c} \text{CO} - \text{CO} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{HOOC} \quad \text{COH} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{CO} - \text{CO} \end{array}$, Cyclohexendioltetron,

Dioxydichinoyl (B.Z. VIII 535) als Indikator verwendet, wobei bei der Überschuß an $BaCl_2$ mit Na_2SO_4 bzw. verd. H_2SO_4 (8,14) zurücktitriert wird.

In vorliegender Studienarbeit wurde zunächst die Titrationmethode nach Schroeder geprüft. Als Maßflüssigkeiten wurden 0,025 n $BaCl_2$ und 0,01 n Na_2SO_4 empfohlen. Der Indikator, das Tetrahydroxychinondinatrium, wird wie folgt bereitet: 1 g Tetrahydroxychinon-Dinatrium wird mit 400 g trockenem KCl sorgfältig vermischt und für jede Titration werden etwa 0,20 bis 0,22 g der Mischung auf 25 ccm der zu titrierenden Lösung verwendet. Am besten verreibt man KCl in der Reibschale mit Na-Tetrahydroxychinon, indem zu jeder Portion von KCl sehr kleine Mengen des Indikators zugegeben werden, bis das Pulver in der Reibschale schön gleichmäßig gefärbt erscheint; die gesamte Pulvermischung wird dann sorgfältig vermischt. Nach Angaben von Schroeder soll die zu titrierende Lösung mit 0,03 n HCl genau (mittels einer Burette) gegen Phenolphthalein neutralisiert werden. Die neutrale Lösung wird mit eingestellter $BaCl_2$ -Lösung schluckweise (2 bis 3 Tröpfchen auf einmal) versetzt und umgeschüttelt, bis sich die Lösung zunächst bräunlich färbt; von diesem Punkt an wird die Titration tropfenweise fortgesetzt, bis die ganze Lösung rötlich gefärbt erscheint. Gegen Ende der Titration muß man längere Zeit umschütteln und einige Minuten abwarten, bis die $BaCl_2$ -Lösung wieder zugegeben wird. Zur Verminderung der $BaSO_4$ -Löslichkeit wird die zu titrierende Lösung mit 25 ccm den. Alkohol versetzt. Man kann 2 bis 20 mg SO_4 titrimetrisch bestimmen, sodaß für jede Titration etwa bis 17 ccm $BaCl_2$ -Lösung verbraucht wird. Die Titration wird bei weniger als 30° ausgeführt.

Die Titration wird von Cl, CO₂, SiO₂, Ca, Mg n Al in geringer Konz. nicht gestört; Fe muß, falls über 0,1 mg zugegen ist, entfernt werden. Genauigkeit der Bestimmung ± 0,2 mg SO₄''.

Von der bei der Titration verbrauchten ccm der 0,025 n BaCl₂-Lösung wird 0,1 ccm abgezogen; 1 ccm 0,025 n BaCl₂-Lösung ist 1,2 mg SO₄ gleich.

Nach dieser Arbeitsmethode wurde das Verfahren von Schroeder studiert. Die Versuchsergebnisse sind in den Tabellen 1 - 5 zusammengestellt.

T a b e l l e 1.

5 ccm einer Na₂SO₄-Lösung, welche 436,24 mg SO₄'' im Liter enthält, wurden nach Verdünnen mit 20 ccm dest. Wasser mit 25 ccm den. Alkohol versetzt, mit 0,1 n NaOH eben ange-rötet und mit 0,03 n HCl genau neutralisiert. Als Indikator wurde Phenolphthaléin gebraucht. Nach Zusatz von 200 mg Tetrahydrochinondinatrium-KCl-Gemisch wird die Lösung bei etwa 28° mit einer BaCl₂-Lösung, welche 2,4804 g BaCl₂ im Liter enthält (1 ccm BaCl₂-Lösung ist gleich 1,144 mg SO₄) auf blaulich - rot titriert.

NN	Vorgelegt mg SO ₄	Gefunden mg SO ₄	Differenz mg SO ₄	Verbraucht ccm BaCl ₂ -Lösg.	Bemerkung
1	2,18	2,28	+ 0,1	2,09 - 0,1	Der Umschlags- punkt von oran- ge-bläulich nach rot wird gut erkannt.
2	2,18	2,16	- 0,02	1,99	
3	2,18	2,29	+ 0,11	2,10	
4	2,18	2,35	+ 0,17	2,15	

T a b e l l e 2.

NN	Vorgelegt mg SO ₄	Gefunden mg SO ₄	Differenz mg SO ₄	Verbraucht ccm BaCl ₂ -Lösg.	Bemerkung
1	4,36	4,64	+ 0,28	4,15 - 0,1	Der Umschlags- punkt ist deut- lich zu er- kennen.
2	4,36	4,69	+ 0,33	4,20	
3	4,36	4,46	+ 0,10	4,00	
4	4,36	4,41	+ 0,05	3,95	

Zu Tabelle 2) 10 ccm Na₂SO₄-Lösung und 15 ccm dest. Wasser wurden wie bei Versuch 1 behandelt.

Tabelle 3.

20 ccm Na_2SO_4 -Lösung werden mit 5 ccm dest. Wasser versetzt, sonst wie bei 1 beschrieben behandelt.

NN	Vorgelegt mg SO_4	Gefunden mg SO_4	Differenz mg SO_4	Verbraucht ccm BaCl_2 -Lösg.	Bemerkung
1	8,72	9,16	+ 0,44	8,10 - 0,1	Das ausgefällte
2	8,72	8,98	+ 0,26	7,95 - "	BaSO_4 erschwert
3	8,72	8,76	+ 0,20	7,90 - "	das Erkennen
4	8,72	8,76	+ 0,20	7,90 - "	des Umschlag- punktes.

Tabelle 4

15 ccm Na_2SO_4 -Lösung werden mit 10 ccm dest. Wasser versetzt, sonst wie bei 1 beschrieben behandelt.

NN	Vorgelegt mg SO_4	Gefunden mg SO_4	Differenz mg SO_4	Verbraucht ccm BaCl_2 -Lösg.	Bemerkung
1	6,54	6,75	+ 0,21	6,00 - 0,1	Der Umschlags-
2	6,54	6,70	+ 0,16	5,95 - "	punkt wird durch
3	6,54	6,64	+ 0,10	5,90 - "	das ausgefällte
4	6,54	6,75	+ 0,21	6,00 - "	BaSO_4 schwierig erkannt.

Tabelle 5

25 ccm Na_2SO_4 -Lösung wurden mit 25 ccm den. Alkohol versetzt, neutralisiert und bei ca 28° mit BaCl_2 -Lösung in Gegenwart von Tetrahydroxychinon titriert.

NN	Vorgelegt mg SO_4	Gefunden mg SO_4	Differenz mg SO_4	Verbraucht ccm BaCl_2 -Lösg.	Bemerkung
1	10,91	11,67	+ 0,76	10,3 - 0,1	Das Erkennen des
2	10,91	11,33	+ 0,42	10,0 - "	Umschlagspunktes
3	10,91	10,76	- 0,15	9,5 - "	wird durch das
4	10,91	11,10	+ 0,19	9,8 - "	ausgefällte BaSO_4 sehr erschwert.

Wie aus der Versuchsreihe 1 - 5 zu ersehen ist, lassen sich kleine Mengen von SO_4 mit genügender Genauigkeit bestimmen; die Befunddifferenzen übersteigen die von Schroeder angegebene Genauigkeit der Bestimmung von $\pm 0,2$ mg nicht.

- 5 -

Dagegen fallen die Bestimmungen des SO_4 -Gehaltes von 8 mg und darüber in 25 ccm Lösung viel ungünstiger aus (Tabellen 3 und 5). Offenbar ist das Erkennen des Umschlagspunktes des Indikators durch das Ausgeschiedene BaSO_4 erschwert, sodaß Befunddifferenzen von 0,4 bis 0,7 entstehen können.

Es wurde daher versucht, den Überschuß von BaCl_2 zurückzutitrieren, und zwar wurde die zu titrierende Lösung solange mit Na_2SO_4 -Lsg. versetzt bis die Farbe der Lösung von bläulich rot nach hellgelb umschlägt. Nach Hinzufügen der Na_2SO_4 -Lösung wurde jedesmal durch Umschwenken und Schütteln dafür gesorgt, daß die Lösung gut vermischt blieb. Auch bei der Zurücktitration des BaCl_2 -Überschusses muß man gegen Ende der Titration nur sehr langsam titrieren, da Verzögerungserscheinungen auftreten. Folgende Arbeitsmethode erwies sich als vorteilhaft:

25 ccm der zu untersuchenden neutralen Lösung werden mit 1 ccm 0,03 n HCl und mit einem Überschuß von 2 - 5 ccm eingestellter 0,025 n BaCl_2 -Lösung versetzt und kurz aufgeköcht. Nach Abkühlung werden der Lösung 25 ccm den. Alkohol hinzugegeben, die Lösung in Gegenwart von Phenolphthalein mit 0,1 n NaOH eben angerötet und die überschüssige Alkalität mit 0,03 n HCl sorgfältig zurückgenommen. Jetzt setzt man etwa 0,20 - 0,22 g des fertigen Indikatorgemisches hinzu. Die Lösung färbt sich infolge des vorhandenen Ba-Überschusses schön bläulichrot an. Der BaCl_2 -Überschuß wird nun bei 30° mit 0,01 n Na_2SO_4 -Lösung zurücktitriert. Bei dem Auftreten einer Orangefärbung schüttelt man gut durch und titriert tropfenweise weiter. Das Titrationende ist erreicht, wenn deutlicher Umschlag von orange nach hellgelb hervortritt.

Die Versuchsergebnisse sind in den Tabellen 6 - 9 zusammengestellt.

T a b e l l e 6

5 ccm Na_2SO_4 -Lösung wurden mit 2,5 ccm BaCl_2 -Lösung, mit 1 ccm 0,03-n HCl und 16,5 ccm dest. H_2O versetzt, kurz aufgeköcht, abgekühlt. mit 25 ccm Alkohol vermischt, genau mit 0,1 n NaOH bezw. 0,03 n HCl in Gegenwart von Phenolphthalein neutralisiert, mit 200 mg Indikator versetzt und mit eingestellter Na_2SO_4 über orange nach hellgelb titriert.

NN	Vorgelegt mg SO ₄ als BaCl ₂	Gefunden mg SO ₄	Differenz mg SO ₄	insges. verbr. ccm Na ₂ SO ₄ - Lsg.	Bemerkung
1	2,86	2,90	+ 0,04	6,65	Resultate sind sehr befriedigend.
2	2,86	2,99	+ 0,13	6,85	
3	2,86	2,87	+ 0,01	6,57	
4	2,86	2,92	+ 0,06	6,70	

Tabelle 7

Je 5 ccm Na₂SO₄-Lsg wurden mit dem Überschuß von BaCl₂ versetzt und wie bei 6 beschrieben behandelt.

NN	Vorgelegt mg SO ₄ als BaCl ₂	Gefunden mg SO ₄	Differenz mg SO ₄	insges. verbr. ccm Na ₂ SO ₄ - Lsg.	Bemerkung
1	3,09	3,14	+ 0,05	7,20	Resultate sind sehr befriedigend
2	3,20	3,21	+ 0,01	7,36	
3	3,32	3,37	+ 0,05	7,72	

Tabelle 8

Je 10 ccm Na₂SO₄-Lösung wurden mit 5 ccm BaCl₂-Lösung versetzt und wie bei 6 beschrieben behandelt.

NN	Vorgelegt mg SO ₄	Gefunden mg SO ₄	Differenz mg SO ₄	insges. verbr. ccm Na ₂ SO ₄ - Lsg.	Bemerkung
1	5,72	5,62	- 0,10	12,88	Resultate sind be- friedigend.
2	5,72	5,75	+ 0,03	13,19	
3	5,72	5,72	± 0	13,10	

Tabelle 9

Je 10 ccm Na₂SO₄-Lösung wurde mit der unten angegebenen Anzahl von ccm BaCl₂-Lösung versetzt und, wie bei 6 beschrieben behandelt.

Tabelle 9.

NN	Vorgelegt mg SO ₄	Gefunden mg SO ₄	Differenz mg SO ₄	insges.verbr. cm Na ₂ SO ₄ - Lsg.	Bemerkung
1	11ccm BaCl ₂ =12,59	12,84	+ 0,25	29,43	Resultate sind be- friedigend.
2	10 = 11,44	11,61	+ 0,17	26,62	
3	10 = 11,44	11,61	+ 0,17	26,62	
4	8 = 9,16	9,15	- 0,07	20,82	
5	7 = 8,01	7,69	- 0,32	17,63	

Vergleicht man die Titrationsergebnisse nach den beiden ausgeführten Arbeitsmethoden, so kann festgestellt werden, daß man bei der Titration von überschüssigem BaCl₂, also nach der Methode der indirekten Titration (Tabelle 6 - 9) viel kleinere Abweichungen des vorgelegten Wertes gefunden wurde, als nach der Methode der direkten Titration nach Schröder. Offenbar kann der Umschlagpunkt von rot auf hellgelb bei trüben Lösungen besser erkannt werden, als von orangebraun nach rot.

Zur Prüfung der Methode wurde in einer Anzahl von wässrigen Auszügen von Kieselgur die Sulfationen bestimmt. Gewöhnlicherweise wird der Sulfatgehalt in diesen Auszügen gravimetrisch bestimmt, wobei die Untersuchung etwa bis 15 Stunden dauert, da die BaSO₄-Fällung über Nacht stehen muß infolge des sehr kleinen S-Gehaltes von Kieselgur.

Die Wasserauszüge von Kieselgur in welchen der SO₄-Gehalt gravimetrisch bestimmt wurde, wurden titriert, sodaß eine Vergleichsmöglichkeit der Titration und der gravimetrischen Bestimmung vorhanden war. Die Resultate sind in den Tabellen 10 - 11 angeführt

Tabelle 10

25 ccm wässrigen Auszuges von Kieselgur wurden mit einem Überschuß von BaCl₂-Lsg. und 1 ccm 0,03 n HCl aufgeköcht, abgekühlt, mit 25 ccm Alkohol versetzt, neutralisiert, mit Indikator versetzt und der BaCl₂-Überschuß mit Na₂SO₄-Lsg. zurücktitriert.

- 8 -

Bezeichnung der Probe	Vorgelegt mg SO ₄ als BaCl ₂	Zurück- titriert mg SO ₄	Verbraucht ccm Na ₂ SO ₄	% Gehalt von SO ₄ in Kieselgur	
				titrimetr.	gravimetr.
Kieselgur 1775 - 3	3,43	1,94	4,45	0,11	0,10
" 1775 - 4	2,288	1,06	2,43	0,10	0,11
" 1775 - 5	4,005	1,87	4,30	0,17	0,17
" 39748	2,288	1,676	3,83	0,06	0,06

T a b e l l e 11

20 ccm wässrigen Auszuges von Kieselgur wurden mit einem Überschuß von BaCl₂ und 1 ccm 0,03 n HCl aufgekocht, abgekühlt, mit 20 ccm Alkohol versetzt, neutralisiert, Indikator hinzugeben und der BaCl₂-Überschuß mit Na₂SO₄ zurücktitriert.

NN	Bezeichnung der Probe	Vorgefögte mg SO ₄ als BaCl ₂	Zurück- Titriert. mg SO ₄	Verbraucht ccm Na ₂ SO ₄ Lsg.	% Gehalt von SO ₄ in Kieselgur	
					titrimetr.	gravimetr.
1	1175 - 7	2,288	1,286	2,95	0,10	0,10
2	1175 - 8	2,288	1,680	3,85	0,06	0,06
3	1175 - 9	2,288	1,789	4,10	0,05	0,05
4	41861	2,288	1,875	4,30	0,04	0,04

Wie aus den Tabellen 10-11 zu ersehen ist, läßt sich SO₄-Gehalt in wässrigen Auszügen von Kieselgur in sehr gutem Übereinstimmen mit der gravimetrischen Bestimmung titrieren. Da der Titrationsversuch, wenn auch mehrere Vergleichsproben titriert werden, etwa eine Stunde Zeit in Anspruch nimmt, bietet die titrimetrische Bestimmung wesentliche Ersparnisse an Asbest und Zeit gegenüber der gravimetrischen Bestimmung.

Zur weiteren Prüfung der Methode wurden von Herrn Dr. Henke-Stark einige Lösungen mit bekanntem SO₄-Gehalt in Gegenwart von wechselnden Mengen verschiedener Salze erbeten; der SO₄-Gehalt wurde stets nach ausgeführter titrimetrischer Bestimmung erfahren, sodaß eine suggestive Beeinflussung ausgeschlossen war.

Die Untersuchung sind in Tabelle 12 niedergelegt.

Tabelle 12

NN	Bezeichnung der Probe	Vorgelegt mg SO ₄ als BaCl ₂	Zurück- titriert mg SO ₄	Verbraucht cm Na ₂ SO ₄	Gefunden SO ₄ mg/l	Gegeben SO ₄ mg/l	Differenz SO ₄ mg/l
1	0	18,31	3,36	7,70	602,0	584,2	- 17,8
2	1	3,43	1,89	4,32	61,6	62,7	- 1,1
3	2	4,85	3,24	7,43	26,78	26,61	+ 0,17
4	3	9,16	3,99	9,15	206,8	196,6	+ 10,2
5	4	1,144	0,69	1,57	90,8	71,5	+ 19,3
6	5	17,17	16,81	38,55	37,0	39,3	- 2,3

Probe 0, 1, 2 und 3 sind $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -Lösungen; Probe 4 enthält 100 g NaNO_3 , Probe 5 100 g $(\text{NH}_4)\text{NO}_3$ im Liter. Wie aus der Tabelle 12 zu ersehen ist, sind die Versuche 0, 3, 4 und 5 unbefriedigend. Die zu untersuchenden Lösungen 0, 1, 2 und 3 enthielten nur $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ und man könnte erwarten, daß die Befunde mit dem wirklichen Gehalt an SO_4 gut übereinstimmen werden. Allerdings wurden schon bei der ersten Reihe von Versuchen (Tabelle 5) festgestellt, daß die Erkennung des Umschlagpunktes durch den großen Gehalt von BaSO_4 erschwert ist; man muß in verdünnterer Lösung titrieren, als bei der Lösung 3. Die Proben 4 und 5 zeigen wiederum große Differenzen mit dem vorhandenen SO_4 -Gehalt (+ 27% bzw. - 5,85%). Es ist aber bekannt, daß die BaSO_4 -Fällungen in Gegenwart von NO_3^- -Ionen nicht vollständig sind (-13,9); wenn es sich um ganz kleine BaSO_4 -Mengen handelt, kann die Fällung sogar vollständig ausbleiben. Daher wird empfohlen, das NO_3^- vor der Titration mit HCl abzuräumen (9). Versuche für die Ausarbeitung von Methoden für Bestimmung kleiner Mengen Sulfats in Gegenwart von viel NO_3^- -Salzen sind in Aussicht genommen.

Zusammenfassung.

In vorliegender Studienarbeit wurde die Methode von Schroeder zur titrimetrischen Bestimmung der Sulfationen in neutraler Lösung in Gegenwart von Tetrahydroxychinon als Indikator nachgeprüft. In Abweichung von der Originalvorschrift wurde gefunden, daß die Bestimmung genauer ausfällt, wenn der BaCl_2 -Überschuß titrimetrisch bestimmt wird, statt mit BaCl_2 direkt zu titrieren.

Der Umschlagspunkt von bläulichrot auf hellgelb in trüben Lösungen ist besser zu sehen, als von orangebraun auf bläulichrot, wie es bei der direkten Titration mit BaCl₂ der Fall ist.

Die Methode gestattet, kleine Mengen der Sulfationen mit befriedigender Genauigkeit zu bestimmen und ist zur Bestimmung der Sulfationen in wässrigen Auszügen von Kieselgur, sowie zur Untersuchung von Wasser und dgl. geeignet.

Literaturverzeichnis.

- 1) W.C. Schroeder, Direct Titration of Sulfate Industrial and Engineering Chemistry, Analytical Edition, 1933, S. 403 - 406.
- 2) C. 1934 1. 1357
- 3) W.A. Peabody und R. Tischer, Ind. Eng. Chem., Analyt. Edition, November 1938, S. 651; durch Zeitschriftenreferat-Nr. 5 vom 3.3.39, S. 33
- 4) R.T. Scheen und H.L. Kahler, Ind. Eng. Chem., Analyt. Edition, 8, 127 - 30, 15/3, 1936; Durch C. 1936, 1, 4946 (5).
- 5) Lászlo Zambory: Über die titrimetrische Bestimmung des Bariums, durch C. 1930. II. 274
- 6) R. Strebinger und L.v. Zambory, Zeitschrift Analyt. Chem. 79. 1 - 8, 1929, Wien, Techn. Hochschule. durch C. 1930, 1. 713
- 7) R. Strebinger und L.v. Zambory, Zeitschrift Analyt. Chem. 105. 346 - 50, 1936. Wien, Techn. Hochschule; durch C. 1936. II. 1766.
- 8) A. Mutschin und R. Pollak, Zeitschrift Analyt. Chem. 106. 385 - 99, 1936; 107. 18 - 26, 1936; 108. 8 - 18. 309 - 16, 1937; Durch C. 1937, I. 1199.
- 9) R.B. Roschal, Zur Frage der SO₄-Bestimmung in Gegenwart von Rhodizonsäure als Indikator, durch C. 1934, II. 1497.
- 10) J.C. Giblin, Eine volumetrische Methode zur Bestimmung des Bariums und des Sulfats, durch C. 1934, I. 1221.
- 11) M.G. Raeder, Mikroskopische Bestimmung von Schwefelsäure u Sulfaten mit Natriumrhodizonat als Indikator; durch C. 1932, II. 1478.
- 12) M.N. Maruschkin, Zur Frage der Anwendung des Natriumrhodizonats als Indikator bei der quantitativen Bestimmung des Sulfations, durch C. 1935, I. 275.
- 13) E. Øllgaard, Eine mikrometrische Methode zur Bestimmung von Sulfaten im Plasma; Durch C. 1935. I. 936.

Analysenvorschrift zur Bestimmung von kleinen
Mengen Sulfationen in neutraler Lösung nach
(modifizierter Methode) W.C. Schroeder.

Literatur.

- a) Industrial and Engineering Chemistry,
Analytical Edition 1933, S. 403 - 406.
- b) Industrial and Engineering Chemistry,
Analytical Edition, November 1938. Referat
Zeitschriftenreferat Nr. 5 vom 3.3.39, S. 33
- c) C. 1934, I. 1357
- d) C. 1936, I. 4946

Erforderliche Lösungen:

1) 0,025 n BaCl₂-Lösung.

Zur Herstellung der Lösung werden 3,054 g BaCl₂ · 2 H₂O in einem Liter H₂O gelöst und der Titer der Lösung gravimetrisch bestimmt.

— 1-ccm 0,025 n BaCl₂-Lösung ist gleich 1,2 mg SO₄.

2) 0,01 n Na₂SO₄-Lösung

Zur Herstellung der Lösung werden 0,7103 g Na₂SO₄ in einem Liter H₂O gelöst und der Titer der Lösung gravimetrisch bestimmt.

1 ccm 0,01 n Na₂SO₄-Lösung enthält 0,4803 mg SO₄.

3) ca 0,03 n HCl.

— Man verdünnt 300-ccm-0,1-n-HCl auf 1-Liter.

4) Indikatorpulver.

1 g Tetrahydroxychinon-Dinatrium wird sorgfältig mit 400 g KCl in einer Reibschale nach und nach gerieben und vermischt. Das Pulver wird in einer Pulverflasche vorrätig gehalten.

Für jede Titration wird mit einer geeigneten Löffelchen 0,20 - 0,22 g Indikator auf 25 ccm der zu titrierenden Ursprunglösung genommen.

A n a l y s e g a n g.

Beispiel: Wässriger Auszug von Kieselgur.

a. Vorprobe:

25 ccm wässrigen Auszuges von Kieselgur werden in einem 100 - 150 ccm großen Erlenmeyerkolben mit 25 ccm den. Alkohol versetzt, die Lösung in Gegenwart von Phenolphthaléin eben mit 0,1 n NaOH angerötet und schließlich mit 0,03 n HCl genau neutralisiert. Die neutrale Lösung wird bei ca 30° mit eingestellter 0,025 n BaCl₂-Lösung in Gegenwart von Tetrahydroxychinondinatrium-KCl-Gemisch als Indikator unter Umschütteln titriert, indem der BaCl₂-Zufluß in Sekunden von 3 - 5 Tropfen auf einmal erfolgt, bis sich die Lösung orangebraun färbt. Von diesem Punkt erfolgt die Titration tropfenweise. Jedesmal muß man die Lösung gut umschütteln. Gegen Ende der Titration muß man auch einige Minuten (ca 3 - 5) warten, da die Reaktion verzögert werden kann. Die Titration ist beendet, wenn die Lösung eine bläulichrote Färbung annimmt.

b. Hauptversuch.

Durch den ^{Vor-}Versuch wird festgestellt wieviel ccm 0,025 BaCl₂ erforderlich ist um SO₄-Ionen als BaSO₄ auszufällen. Bei der Vornahme des Hauptversuches werden 2 - 3 ccm BaCl₂-Lösung mehr zugesetzt, als bei dem Vorversuch ermittelt wurden und man titriert überschüssige BaCl₂-Lösung mit eingestellter Na₂SO₄-Lösung zurück.

Ausführung.

Angenommen, beim Vorversuch würde festgestellt, daß auf 25 ccm der zu untersuchenden Lösung 1,8 ccm BaCl₂-Lösung verbraucht würden. Man verfährt nun folgendermaßen:

25 ccm der zu untersuchenden Lösung (mittels einer Bürette abgemessen) werden mit 3,5 ccm 0,025-n-BaCl₂-Lösung und 1 ccm 0,03 n HCl versetzt und kurz aufgeköcht. Dann wird das Kölbchen unter Wasserstrahl abgekühlt, mit 25 ccm den. Alkohol versetzt, die Lösung in Gegenwart von Phenolphthaléin mit NaOH eben gefärbt und schließlich mit 0,03 n HCl genau neutralisiert.

In der neutralen Lösung gibt man 0,2 - 0,22 mg Indikatorgemisch hinzu und titriert die bläulichrot gefärbte Lösung mit eingestellter Na_2SO_4 -Lösung auf hellgelb. Der Einfluß der Na_2SO_4 -Lösung erfolgt schluckweise, wobei für gutes Umschütteln der Lösung gesorgt werden muß. Wenn die Farbe der Lösung ins Orange geschlagen hat, erfolgt der Zufluß der Na_2SO_4 -Lösung tropfenweise; gegen Ende der Titration muß man einige Minuten (3 - 5) warten, bis weitere 1 - 2 Tröpfchen zugegeben werden.

Richtig titrierte Probe zeigt eine schöne hellgelbe Färbung.

Rechnungsbeispiel: Kieselgurlösung: 50/1000.

Angewandt: 25 ccm = 1,25 g Substanz.

Vorprobe: Verbrauch 0,025 n BaCl_2 -Lösung
1,8 ccm

Hauptversuch: Vorgelegt 3,5 ccm 0,025 n BaCl_2 -
lösung = 4,2 mg SO_4
Zurücktitriert
Verbrauch 0,01 n Na_2SO_4 -Lösung
4,87 ccm = 2,34 mg SO_4
Verbrauch an
 BaCl_2 -Lösung = 1,86 mg SO_4

$$\% \text{SO}_4 = \frac{0,00186 \cdot 100}{1,25} = 0,15 \%$$

$$\text{SO}_4 = 0,15 \%$$